

# NIVEL II FORMACIÓN

## LavaTRON DYNAMIC ECCENTRIC

- LDE EN EL DEPORTE
- LDE EN LA EXTREMIDAD INFERIOR
- LDE EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR
- LDE EN LA COLUMNA
- LDE ESPECÍFICO para concentración, aumentar capacidad pulmonar, ...

### SGA (stretching global activ) y LavaTRON

- \* SGA para cadena muscular general anterior con LavaTRON: Rana en el suelo.
- \* SGA para cadena muscular general posterior con LavaTRON: Bailarina

**Reserva tu plaza llamando al**

**91 378 56 04**

Dirigido a Fisioterapeutas que trabajen con el equipo LavaTRON 250.

**Precio:** Gratuito (para aquellos que tengan el modelo LVT-250 CET/RET/BIP).

**Fecha:** 25 de Junio.

**Duración:** De 10:00 a 18:00 horas.

**Lugar:** Sala de Formación Indesa LavaTRON.

**Número de plazas:** Limitado.

**Impartido por :**

Antonio Moro Pantoja

Fisioterapeuta y Osteópata D.O.

[www.fisiosalux.com](http://www.fisiosalux.com)



[www.indesasl.es](http://www.indesasl.es)

[www.lavatron.es](http://www.lavatron.es)